



BM-02D Příkladná podložka

Je vhodná zejména k **užívání zařízení na více místech**, např. v další postýlce, u babičky apod. Přemisťuje se pak pouze vyhodnocovací jednotka.

Popis

Dále lze přídatnou podložku použít do jedné postýlky společně s originální podložkou a tím zajistit pokrytí větší plochy postýlky. Použití druhé snímací podložky je vhodné pokud už dítě leze a přesunuje se v postýlce větších rozměrů, čímž se může dostat mimo dosah snímací podložky.

Obě podložky se připojují k vyhodnocovací jednotce pomocí spojovací zásuvky a prodlužovacího kabelu, který je dodáván v příslušenství

BM-02D je zdravotnický prostředek.

Podrobnější informace naleznete na stránce [kojeneckého alarmu BM-02 NANNY](#).

Technická specifikace

rozměry

305 x 500 x 15 mm

váha

1000 g

materiál

PVC-P

provozní podmínky

+5 °C až +35 °C při 30% až 75% rel. vlhkosti

doprava a skladování

0 °C až +40 °C, rel. vlhkost 10 % až 85 %

zdravotnický prostředek

třída IIb