



BM-02D Prídavná podložka

Je vhodná predovšetkým na **užívanie zariadenia na viacerých miestach**, napr. v ďalšej postielke, u babičky a pod. Premiestňuje sa potom len vyhodnocovacia jednotka.

Popis

Ďalej je možné prídavnú podložku použiť do jednej postielky spoločne s originálnou podložkou a tým zaistiť pokrytie väčšej plochy postielky. Použitie druhej snímačkej podložky je vhodné pokiaľ už dieťa lezie a presúva sa v postielke väčších rozmerov, čím sa môže dostať mimo dosah snímačkej podložky.

Obidve podložky sa pripájajú k vyhodnocovacej jednotke pomocou spojovacej zásuvky a predlžovacieho kábla, ktorý je dodávaný v príslušenstve.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke [kojeneckého alarmu BM-02 NANNY](#).